


DropSafe®

Inject-Safe Barrier Bandage™


To contain post-injection bleeding during a subcutaneous or intramuscular injection.

Para contener el sangrado posterior a la inyección durante una inyección subcutánea o intramuscular.


Pour contenir les saignements post-injection lors d'une injection sous-cutanée ou intramusculaire.




Instructions for use / Instrucciones de uso / Mode d'emploi




Use an alcohol wipe to disinfect injection site.
Utilice un pañito con alcohol para desinfectar el sitio de la inyección.
Utilisez une lingette alcoolisée pour désinfecter le site d'injection.




Remove bandage from sterile pouch. Then, hold tab on bandage and remove backing without touching the center membrane.
Retire la curita de la bolsa estéril. A continuación, sujete la lengüeta de la curita y retire el recubrimiento posterior sin tocar la membrana central.
Retirez le pansement de la pochette stérile. Ensuite, tenez le pansement en place et enlevez le support sans toucher la membrane centrale.



Apply bandage to the dry disinfected injection site and ensure it adheres to the skin. Do not touch the center membrane. If the center membrane is touched, clean with an alcohol wipe.
Coloque la curita en el lugar de la inyección desinfectado y seco y asegúrese de que se adhiere a la piel. Si se toca la membrana central, límpiela con un pañito con alcohol.
Appliquez le pansement sur le site d'injection sec et désinfecté et assurez-vous qu'il adhère à la peau. Si la membrane centrale est touchée, nettoyez-la avec une lingette imbibée d'alcool.



Inject needle through the center of the membrane.
Inyecte la aguja a través del centro de la membrana.
Injectez l'aiguille au centre de la membrane.



Remove the needle. Dispose of the needle and syringe in an approved sharps container.
Retire la aguja. Deseche la jeringa con aguja en un contenedor para elementos cortopunzantes.
Retirez l'aiguille. Jetez la seringue à aiguille dans un collecteur pour objets tranchants.



If the patient is prone to bleeding, apply pressure to the membrane area of the bandage.
Si el paciente es propenso al sangrado, aplique presión en la zona de la membrana de la curita.
Si le patient est sujet aux saignements, appliquez une pression sur la zone de la membrane du pansement.

When the needle is removed, the DropSafe Inject-Safe Barrier Bandage self seals, limiting possible exposure to blood from the injection site.

Quando se retira la aguja, la curita de barrera DropSafe Inject-Safe se autosellará, limitando la posible exposición a la sangre del lugar de la inyección.

Lorsque l'aiguille est retirée, le DropSafe Inject-Safe Barrier Bandage se referme automatiquement, limitant ainsi l'exposition possible au sang provenant du site d'injection.

Caution / Precaución / Avertissements:

Not to be used as a wound dressing.
No debe utilizarse como apósito para heridas.
Ne doit pas être utilisé comme pansement.

Not to be used on compromised skin.
No debe utilizarse en pieles comprometidas.
Ne pas utiliser sur une peau abîmée.

If package is damaged or opened, do not use.
No usar si el paquete está dañado o abierto.
Si l'emballage est endommagé ou ouvert, ne l'utilisez pas.

If the patient is prone to bleeding, apply pressure to the membrane area of the bandage.
Si el paciente es propenso al sangrado, aplique presión en la zona de la membrana de la curita.
Si le patient est sujet aux saignements, appliquez une pression sur la zone de la membrane du pansement.

**Customer service/
Servicio al cliente/
Service clientèle:**
1-877-660-1900
info@htl-strefa.com

Manufactured for / Fabricado por / Fabriqué pour:
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków, Poland
T: +48 42 270 00 10, F: +48 42 270 00 20
www.htl-strefa.com, info@htl-strefa.pl
Made in China / Fabricado en China / Fabriqué en Chine
U.S Patent NO. 7,129,389

Distributed by / Distribuido por / Distribué par:
HTL-STREFA, Inc.
Woodstock, GA USA
T: +1-770-528-0410, F: +1-770-528-0411
www.dropsafe.info, info@htl-strefa.com

MFR#	Size	Pack
6070	1 3/8" diameter	100 pieces per box 20 boxes per case

© 2020 HTL-STREFA, Inc., a subsidiary of HTL-STREFA S.A., a company of MTD Group. All rights reserved. Unless otherwise noted the DropSafe logo and all other trademarks are the property of HTL-STREFA S.A. and/or its affiliates. A healthcare professional must always rely on his or her own professional clinical judgment when deciding whether to prescribe, recommend, or use a particular product when treating a particular patient.

080/6070/04/2021

DropSafe® Immunization
Safety Suite



www.DropSafe.info